

BEST AIRS

ACCESSIBILITY & WELL-BEING



TRAVELING

MANUAL DE USUARIO

Asegúrese de leer y comprender este manual antes de utilizar el scooter.

Mayo 2022

Contenido	Página
Introducción	3
Uso previsto	3
Especificaciones técnicas	3
Guía defunciones	4
Consejo de Seguridad	5
Montaje	6
Ajustes	7
Ajuste del ángulo del timón.....	7
Asiento giratorio / profundidad del asiento	7
Retiro del asiento.....	8
Ajuste de la altura del asiento	8
Ajustes del brazo	8
Controles del timón	9
A – Indicador de batería.....	9
B – bocina.....	9
C – Perilla de velocidad máxima.....	9
D – Tecla de encendido / apagado	9
E – Luz delantera	9
Liberación del freno / funcionamiento en rueda libre	10
Empezando a conducir	11
Empezando	11
Conduciendo.....	11
Dirección	11
Marcha atrás.....	11
Rampas / Pendientes	12
Superficies	12
Transfiriendo	12
Almacenamiento	12
Baterías y cargadores de baterías	12
Desmontaje y reensamblaje	14
Mantenimiento	15
Solución de problemas	15
Fusibles	15
Lista de Verificación.....	15
Más información	17
Ubicaciones de los enchufes de carga	19
Términos y condiciones de la garantía.....	20

Introducción

Felicitaciones por la compra del scooter TRAVELING. Este scooter incorpora lo último en características innovadoras de seguridad y diseño. El TRAVELING es adecuado para uso en interiores y exteriores. Un eje trasero de transmisión directa y un freno electromagnético brindan una conducción segura y eficiente.

Uso previsto

El TRAVELING está diseñado para uso en interiores o exteriores en áreas peatonales por una sola persona con movilidad limitada hasta un peso máximo de 136 kg (300 libras). Debido al estrecho radio de giro del scooter, este dispositivo no es adecuado para personas que experimentan dificultades de equilibrio. Su asesor / profesional sanitario puede determinar la idoneidad del scooter para el uso previsto de cada individuo.

Nota: Las personas con amputaciones de la parte inferior del cuerpo no deben usar este dispositivo a menos que se evalúe con miembros artificiales colocados, ya que la estabilidad puede verse comprometida debido a un centro de gravedad irregular.

Especificaciones técnicas

Tamaño global		Dimensiones del asiento	
Longitud	112 cm	Ancho	44 cm
Ancho	55 cm	Profundidad	38 cm
Altura	93 cm	Altura del respaldo	37mm
Batería	2 x 12Ah	Rango	16km
Peso máximo del usuario	136kg / 300 lbs	Cargador de batería (fuera de placa)	2 Amp
Pendiente de trabajo segura	6°	Radio de giro	144 cm
Peso total	56kg / 123lbs	Parte más pesada	20.5kg /45 lbs
Max. Velocidad	6kmph / 4mph		

* El peso del pasajero, las condiciones del terreno accidentado, las bajas temperaturas y el estado de la batería pueden afectar la autonomía máxima.

Peso de los componentes:

Chasis delantero: 20,5 kg / Chasis trasero: 13,5 kg / Paquete de baterías: 9 kg / Asiento

13 kg

'TRAVELING'



1. Cabezal de control del timón
2. Asiento acolchado giratorio desmontable con respaldo abatible
3. Paquete de batería desmontable
4. Neumáticos que no dejan marcas
5. Ajuste del ángulo de la caña del timón
6. Luz delantera LED
7. Cesta de la compra desmontable

Consejo de Seguridad



HACER:

- Lea atentamente este manual antes de utilizar su scooter.
- Desconecte la alimentación cuando se traslade hacia y desde el scooter.
- Seleccione una velocidad lenta al bajar pendientes (máx. 6°) o sobre terreno irregular.
- Mantenga los pies sobre la scooter mientras conduce.
- Asegúrese de que el asiento esté en una posición fija mirando hacia adelante antes de conducir.
- Asegúrese de que la cultivadora esté segura.
- Asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas antes de su viaje.
- Evite los terrenos irregulares o blandos y la hierba alta siempre que sea posible.
- Sea consciente de otros usuarios de la vía y peatones.
- Apague la alimentación cuando no esté en uso.
- Siga la guía de mantenimiento para garantizar un funcionamiento seguro del scooter.
- Retire siempre las llaves si deja el scooter desatendido. Personas/niños no autorizados pueden usar el scooter y causar lesiones.



NO:

- Transportar pasajeros.
 - Superar pendientes de más de 6°
 - Travesía inclinada.
 - Intente pendientes si la superficie es resbaladiza.
 - Gire bruscamente a toda velocidad.
 - Salga o entre en el scooter a menos que esté apagado.
 - Desconecte la alimentación mientras conduce; esto hará que el scooter se detenga abruptamente (consulte los procedimientos de emergencia en la página 17).
 - Use el scooter donde no pueda caminar de manera segura o legal.
 - Intentar subir o bajar bordillos, excepto los bordillos desplegable.
 - Use el scooter si está bajo la influencia del alcohol o cualquier medicamento.
 - Usar un teléfono móvil mientras conduce.
 - Intentar negociar escalones o escaleras mecánicas.
 - Sentarse en el scooter si se transporta en un vehículo.
 - Intente remolcar cualquier otro dispositivo. Superar el límite de peso indicado.
 - Conecte cualquier otro dispositivo a las baterías, ya que esto podría causar daños permanentes y anular la garantía.
 - Utilice otras baterías/cargadores que no sean los suministrados por BEST AIRS Scooters.
 - Viajar a través del agua o sobre terreno blando (barro, arena, etc.)
 - Levante el scooter por el conjunto de la cubierta o cualquier pieza de plástico.
 - Cambie bruscamente su centro de gravedad, ya que esto podría desestabilizar el scooter.
 - Rueda libre cuesta abajo. Esto dañará el motor y el freno y anulará la garantía.
 - Remolcar el scooter con cualquier otro vehículo en caso de avería.

Se han tomado todas las precauciones para garantizar que su scooter le brinde un servicio seguro y confiable, siempre que cumpla con los consejos descritos anteriormente.

Montaje

Antes de su uso, su scooter requerirá la instalación del timón y la tija del sillín.

Para instalar el conjunto del timón, necesitará la perilla manual y el resorte. Coloque la perilla manual a través de la bisagra del lado derecho y ubique el resorte sobre el eje del perno. Alinee ambas articulaciones de las bisagras y ubique la rosca de la perilla manual en el lado derecho de la bisagra. Ajuste el timón al ángulo deseado y apriete completamente la perilla manual.



Hay dos electricos conexiones - con blanco y tapones negros. Estos debe estar conectado a el color a juego



conector Cuando

conectado, cuidadosamente empuje los conectores uno

a la vez a través del orificio en la cubierta del chasis y coloque la arandela (una pequeña cantidad de líquido para lavavajillas frotada en la arandela puede facilitar su localización).

Para montar la tija del sillín, será necesario desmontar la parte trasera del scooter (ver página 14) para acceder al tornillo de fijación.



Ubique la tija del sillín y alinee los agujeros en el marco y la tija a la altura deseada. Apriete el perno con la llave Allen y la llave que se proporcionan. Vuelva a montar la parte trasera del scooter. Para fines de envío, el paquete de baterías se aísla quitando el fusible. Será necesario volver a colocarlo antes de usarlo. El scooter no funcionará hasta que se coloque este fusible. El fusible está empacado en una pequeña bolsa de polietileno con las herramientas y el perno de la tija del sillín. El fusible debe instalarse en el portafusibles ubicado detrás de la tapa del enchufe de carga en la parte delantera del paquete de baterías.



Ajustes

Ajuste del ángulo del timón

En la parte inferior derecha del scooter encontrará el volante de ajuste de ángulo. Para ajustar el ángulo, afloje el volante girándolo en sentido antihorario. Una vez que se logra el ángulo deseado, apriete girando en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que el cultivador esté completamente asegurado antes de usar el scooter.



Asiento giratorio/profundidad del asiento

El asiento tiene una base giratoria bloqueable para facilitar las transferencias. Simplemente empuje la palanca con un círculo hacia adelante y gire el asiento al mismo tiempo. Al soltar la palanca, el asiento se bloqueará en su posición. El asiento se bloquea en intervalos de 45 grados. Asegúrese siempre de que el asiento esté en una posición bloqueada antes de subir y bajar del scooter. El asiento siempre debe bloquearse mirando hacia adelante mientras se conduce.

La profundidad del asiento se puede ajustar levantando la palanca amarilla (flecha abajo) en la parte inferior izquierda del asiento. Deslice el asiento a la posición deseada y suelte la palanca para bloquearlo en su lugar.



Continuado...

Retiro del asiento

Para quitar el asiento, pliegue el respaldo del asiento y simplemente levante el asiento del chasis mientras empuja la palanca giratoria del asiento hacia adelante.

No cuelgue equipaje u otros objetos en el respaldo del asiento, ya que esto puede afectar la estabilidad.

Ajuste de altura del asiento

Retire el asiento y la parte trasera del scooter (ver página 14). Quite el perno de bloqueo del marco con las herramientas suministradas y ajuste el asiento a la altura deseada. Vuelva a colocar el perno de bloqueo.

Vuelva a montar la parte trasera del scooter y coloque el asiento.



Cuanto más alto se ajuste el asiento, la estabilidad puede verse afectada debido al centro de gravedad más alto.

Ajustes del brazo

A cada lado del asiento hacia atrás hay dos perillas manuales y pasadores de bloqueo, estos son para ajustar el ancho de los reposabrazos o para quitarlos luego para el transporte.

Gire las perillas manuales en sentido contrario.

en el sentido de las agujas del reloj para aflojar y sacar los pasadores de bloqueo. Una vez que las perillas están

flojas, podrá ajustar los reposabrazos hacia adentro o hacia afuera según lo desee.

ancho. Vuelva a apretar cuando se ha logrado un ancho cómodo y vuelva a insertar el bloqueo

pernos completamente o retire los reposabrazos por completo para el transporte.

Si retira los reposabrazos para el transporte, asegúrese de volver a apretar las perillas manuales para evitar que hagan ruido.

suelto y cayendo.

No aplique todo el peso del cuerpo sobre los reposabrazos para la transferencia. Levante el brazo hacia arriba para transferirlo a otro asiento.



Controles del timón



A - Medidor de batería

Este indicador le brinda una guía de la cantidad de carga que queda en las baterías del scooter. Esto le dará la lectura más real cuando el scooter esté en movimiento. Siempre cargue completamente las baterías antes de conducir su scooter y nunca deje que las baterías se agoten por completo, ya que esto puede causar daños permanentes a las baterías.

B - Cuerno

El botón hace funcionar la bocina del scooter. Esto solo debe usarse para advertir a otros de su presencia y no como una reprimenda de ninguna forma.

C – Perilla de velocidad máxima

El control de velocidad le permite establecer la velocidad máxima del scooter. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad máxima y en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir. Comience siempre a baja velocidad hasta que se acostumbre a la sensación y la experiencia de conducción de su scooter.

No ejerza demasiada presión sobre el dial. Solo gire hasta que el dial se detenga.

Cuando conduzca en áreas peatonales, como zonas comerciales y áreas de acera concurridas, siempre respete a los demás peatones y reduzca la velocidad máxima para que el scooter viaje al ritmo de los demás a su alrededor.

D - Tecla de encendido/apagado

El interruptor de llave está ubicado en la parte superior de la cultivadora. Simplemente inserte la llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj para encenderla. La pantalla se iluminará para indicar que la alimentación está encendida. Puede haber un ligero retraso antes de que las palancas de pulgar funcionen mientras el controlador verifica los circuitos del scooter. Nunca deje la llave en el interruptor desatendida para evitar el uso no autorizado. **No desconecte la alimentación para detener el scooter a menos que se trate de una emergencia.** El scooter se detendrá muy bruscamente si se detiene de esta manera.

E - Luz delantera

Este botón opera el faro LED.

Liberación de frenos / Operación de rueda libre

La palanca de liberación del freno está situada en la parte trasera derecha del scooter. Esta palanca le permite desconectar el mecanismo de accionamiento y empujar el scooter en modo de "rueda libre". Para desactivar la transmisión, empuje la palanca hacia adelante hasta que llegue a la posición de parada (indicada por la dirección 'N').

Simplemente empuje la palanca hacia la parte trasera del scooter para volver a enganchar el mecanismo de conducción (posición 'D'). El scooter no funcionará cuando la palanca esté en la posición desenganchada. El scooter debe apagarse y encenderse con el interruptor de llave para restablecer los circuitos antes de que reanude su funcionamiento normal. El scooter emitirá un pitido continuo si el freno está desactivado cuando se enciende.



¡Precaución! Nunca deje el scooter desatendido mientras está en modo de rueda libre, ya que rodará cuesta abajo. El modo de "rueda libre" solo debe usarse en caso de emergencia para mover el scooter debido a un corte de energía.



NUNCA mueva el scooter en este modo mientras esté ocupado.

NUNCA remolque el scooter.

Cuando está en modo de rueda libre, el scooter puede ser empujado sobre terreno nivelado a un ritmo de caminata. El scooter 'frenará automáticamente' si se excede esta velocidad.

NUNCA se siente en el scooter y dé marcha libre cuesta abajo, ya que esto puede causar daños permanentes en el motor, el freno y el controlador debido a un frenado regenerativo excesivo. El scooter solo se puede mover a un ritmo de caminata cuando está en modo de rueda libre.

Comenzando a conducir

Empezando ✓

Nota: debe cargar completamente las baterías antes del primer uso (consulte "Baterías y carga"). Seleccione un área con mucho espacio.

Suba al scooter levantando el brazo y deslizándose sobre el asiento. Asegúrese de que el asiento esté bien trabado en la posición mirando hacia adelante antes de conducir. Ajuste el timón y el asiento si es necesario (ver 'Ajustes'). NO use la cultivadora para apoyarse completamente durante las transferencias.



La velocidad y la dirección del patinete se controlan mediante la palanca de movimiento. Las flechas que se muestran en la imagen de arriba muestran la dirección en la que se moverá el scooter cuando se accione la palanca como se indica.

Conduciendo

Inserte la llave y encienda la alimentación e inicialmente establezca el control de velocidad en un ajuste bajo. Cuanto más tire de la palanca, más rápido viajará el scooter, pero solo a la velocidad máxima que se haya seleccionado. Suelte la palanca y el scooter se detendrá de forma suave y controlada.

¡Precaución! NO desconecte la alimentación para detener el scooter, ya que esto hará que la transmisión se bloquee y el scooter se detenga bruscamente, lo que podría causar lesiones. Este procedimiento sólo debe utilizarse en caso de emergencia.



Dirección

Conducir el scooter es ligero y fácil. Asegúrese de dar a los obstáculos un amplio espacio libre para evitar que las ruedas traseras se enganchen. Al conducir a través de espacios limitados, gire el timón en la dirección en la que desea ir y aplique potencia suavemente. El scooter puede girar muy cerrado con total estabilidad a bajas velocidades.

¡Precaución! NUNCA gire bruscamente a altas velocidades, ya que puede desestabilizar el scooter. La velocidad máxima debe establecerse al 50%.



Marcha atrás

Antes de dar marcha atrás, asegúrese de que el área detrás del scooter esté libre de obstáculos o peligros. Ajuste la configuración de velocidad a baja antes de dar marcha atrás. Manténgase alejado de todas las esquinas y obstáculos.



¡Precaución! No retroceda hacia una vía principal.

Continuado...

Rampas / Pendientes

La estabilidad de su scooter depende de varios factores, como la altura del asiento, el ángulo de pendiente y la altura y el peso del usuario. Cuando se acerque a una pendiente, hágalo directamente y no en ángulo y evite girar cuando sea posible.



Superficies

Su scooter funcionará bien en muchas superficies. Sin embargo, evite la hierba alta, la grava suelta, la arena, el barro y el hielo.

Transferencia

Levante el reposabrazos del lado que desea dejar o sentarse en el scooter. Use una ayuda para mantener el equilibrio si es necesario. NO utilice el timón ni los reposabrazos para soportar todo el peso de su cuerpo durante los traslados.

Almacenamiento

Su scooter debe almacenarse en un ambiente seco, preferiblemente en un garaje o cobertizo. Las lonas y cubiertas pueden crear condensación durante ciertas condiciones climáticas. Si va a almacenar su scooter durante períodos prolongados, cargue completamente las baterías y desconecte los enchufes de las baterías.

El clima muy frío puede agotar severamente la condición de la batería (hasta un 40%). Si se deja por algún tiempo durante el clima frío, es muy importante que el scooter esté completamente cargado antes de su uso.

Baterías y Cargadores de Baterías

Baterías

Cargue las baterías por completo (8 a 12 horas) antes del primer uso.

El TRAVELLING utiliza dos baterías AGM de 12 amperios y 12 voltios. Las baterías están ubicadas en un paquete de baterías debajo de la parte delantera del asiento. Se pueden quitar fácilmente simplemente levantándolas por las manijas en la parte superior. Siempre asegúrese de que las baterías estén reubicadas correctamente antes de su uso. Las bajas temperaturas, el terreno accidentado y el peso del usuario pueden afectar el rendimiento de la batería. Su indicador de batería es solo una guía para el nivel de carga restante en sus baterías y le dará su mejor indicación mientras el scooter está en movimiento.

Nota: Las baterías recomendadas por BEST AIRS Scooters DEBEN usarse si es necesario reemplazarlas. Un distribuidor autorizado de BEST AIRS Scooters debe realizar el reemplazo de la batería.

Continuado...

Cargador de batería

El cargador de batería es un tipo de interruptor externo de 2 amperios. El puerto de carga de la batería se encuentra en la parte frontal de la caja de la batería (vea la imagen a continuación). Antes de usar su scooter por primera vez, asegúrese de cargar completamente las baterías, esto puede demorar hasta 12 horas.

Para cargar las baterías, conecte el enchufe del cargador macho de 3 pines en los enchufes de carga; consulte la página 19. Enchufe el enchufe de red de 3 pines en un tomacorriente de pared y enciéndalo. Se mostrará una luz roja constante cuando el cargador de batería esté conectado y la carga esté en curso. El LED verde se encenderá cuando se complete el ciclo de carga. Desconecte siempre la alimentación de red del cargador antes de desconectar el enchufe de la caja de la batería..



¡Precaución! No cargue las baterías durante más de 12 horas. Cargue siempre el baterías en un área interior bien ventilada. Debe seguir cargando las baterías incluso si no va a utilizar el patinete durante un período de tiempo prolongado (2 a 3 semanas). El no hacerlo podría resultar en daños permanentes e inutilizar las baterías. Siempre que sea posible, no interrumpa el ciclo de carga hasta que las baterías estén completamente cargadas. La interrupción continua puede dañar permanentemente las baterías. Si el cable de carga se daña, deje de usarlo inmediatamente y solicite un reemplazo a su distribuidor. UTILICE ÚNICAMENTE EL CARGADOR SUMINISTRADO CON SU SCOOTER. No deje el cargador enchufado en el puerto del cargador una vez completada la carga. Retire SIEMPRE las llaves del scooter cuando lo esté cargando.




Eliminación y reciclaje de baterías usadas

Las baterías siempre deben reciclarse correctamente. No los deseche en su basurero doméstico.




Para obtener más información sobre su instalación de reciclaje más cercana, comuníquese con su autoridad municipal.



Desmontaje y montaje

El scooter se puede desmontar fácil y rápidamente para facilitar el transporte. Retire siempre el asiento y la batería antes de intentar desarmar el scooter. Levante la parte delantera del scooter por la tija del sillín mientras tira hacia arriba de la palanca de liberación como indica la flecha a continuación. El scooter ahora estará en dos partes.



Para volver a montar, deje que la parte trasera del scooter descanse hacia atrás sobre las ruedas antivuelco. Levante la sección delantera por la tija del sillín hacia la sección trasera y ubique las "orejetas" a cada lado del chasis sobre el tubo principal de la sección trasera como se muestra a continuación. Luego se puede bajar suavemente el frente a su posición. Cuando baje, empuje hacia abajo la tija del sillín y escuchará que las secciones delantera y trasera encajan en su lugar. Para garantizar que se realice una conexión segura, tire hacia arriba de la tija del sillín para asegurarse de que la parte trasera esté correctamente conectada.



Rear Chassis Main Tube



Front Chassis Lugs

Mantenimiento

Expectativa de vida del producto

Su scooter ha sido diseñado para brindarle al usuario una vida útil prolongada y confiable, siempre que un distribuidor autorizado le realice el mantenimiento correcto y el servicio regular. Sin embargo, debido al inevitable desgaste y las mejoras tecnológicas, se recomienda que la vida útil promedio de este scooter sea de cinco años.

Limpieza general

Las cubiertas y el asiento del scooter deben limpiarse con un paño húmedo y un detergente suave. No use limpiadores abrasivos o solventes, ya que esto dañará los componentes de plástico. No rocíe agua (manguera o lavadora a presión) sobre el scooter, ya que esto puede dañar los componentes electrónicos.

Mantenimiento de rutina

Sugerimos que su scooter se someta a un servicio completo al menos una vez al año por parte de un distribuidor autorizado de BEST AIRS Scooters.

Por favor revise lo siguiente semanalmente:

- Las llantas están en buenas condiciones
- Las ruedas delanteras giran libremente
- Las piezas móviles, los pivotes y las fijaciones del marco no están dañados ni desgastados.
- Todas las perillas y palancas manuales están seguras

Solución de problemas

Su scooter está equipado con lo último en controles electrónicos que están programados para proteger el sistema eléctrico de sobrecargas anormales.

fusibles

Hay dos fusibles en los cables de la batería para brindar protección contra una posible sobrecarga en el cableado.

Lista de Verificación

Si su scooter no funciona, verifique lo siguiente:

- La unidad está encendida.
- Todos los enchufes y conexiones están firmemente fijados.
- El nivel de la batería muestra carga completa.
- El dispositivo de rueda libre está en la posición de conducción.
- El disyuntor no se ha disparado si está instalado. (Ver imagen anterior)

Continuado...

Si el dispositivo de rueda libre se ha operado con el scooter encendido, el scooter no funcionará hasta que el interruptor de llave se apague y vuelva a encender.

Si ocurre una falla, la falla se identificará mediante una secuencia de pitidos que se relaciona con la falla en la tabla a continuación.

Beep Código	Descripción	Scooter Condición	Acción
1	Cargar baterías	El scooter funciona lentamente	Baterías de menos de 23.3v. Cargue lo antes posible.
2	Mala conexión del motor.	El scooter no funcionará	Verifique todas las conexiones entre el motor y el controlador.
3	Cortocircuito de motor.	El scooter no funcionará	Verifique todas las conexiones entre el motor y la batería.
4	No utilizado.		
5	No utilizado.		
6	Circuito de inhibición activado.	El scooter no funcionará	Verifique que el cargador aún no esté conectado o que haya una falla en el controlador.
7	Error del potenciómetro del acelerador.	El scooter no funcionará	Verifique que la palanca de movimiento de la peluca esté en posición neutral. Potenciómetro defectuoso.
8	Fallo del controlador.	El scooter no funcionará	Verifique que todas las conexiones sean seguras. Encienda y apague el scooter, esto puede borrar el código.
9	Error de freno magnético.	El scooter no funcionará	Verifique que el scooter no esté en rueda libre. Verifique las conexiones del freno.

 **Nota: Si su scooter no funciona después de verificar estos posibles problemas, consulte de inmediato a su distribuidor local de BEST AIRS Scooters.**

Si el scooter se enciende y no se utiliza durante un período de tiempo (aprox. 10 minutos), puede entrar en el modo de suspensión. Simplemente apague y encienda el scooter para reiniciar el controlador.

Más información

Información de seguridad sobre interferencias electromagnéticas (EMI)

Los scooters y las sillas de ruedas eléctricas están diseñados para funcionar en determinadas condiciones. Sin embargo, las ondas de radio o los campos electromagnéticos pueden afectar el funcionamiento del scooter.

La fuente de EMI podría ser transmisores de radio o televisión o dispositivos portátiles como teléfonos móviles, radios CB portátiles, etc.

Si se produce algún movimiento no intencionado, apague el scooter lo antes posible de forma segura.

Energía solar

Durante los períodos de tiempo soleado, es posible que las superficies de su scooter alcancen altas temperaturas (como ocurre con los vehículos a motor). Tome precauciones si deja el scooter expuesto a la luz solar directa durante cualquier período de tiempo. Busque sombra o cubra el asiento y los controles manuales para mantener al mínimo cualquier aumento de temperatura.

Factores de salud

La idoneidad de este producto se ha evaluado en función del estado de salud actual del usuario. Es esencial que el usuario controle periódicamente su capacidad para utilizar el patinete de forma segura.

Uso general

Preste atención a la información proporcionada en este manual con respecto a la seguridad y el mantenimiento de su scooter. Si se cumple, su scooter debería brindarle años de movilidad confiable.

Almacenamiento y cuidado general

Recomendamos que el scooter siempre se almacene en un ambiente seco como un garaje o cobertizo para proteger el chasis y otros componentes de la corrosión. No deje el scooter afuera durante tormentas de lluvia o nieve. Si el scooter está mojado, límpielo con un paño seco para asegurarse de que no entre agua en los componentes internos del scooter.

Durante el uso diario, no lo use bajo aguaceros ni viaje a través de charcos. Evite el uso en áreas donde el scooter pueda contaminarse con arena o materiales abrasivos.

Procedimientos de emergencia

Si su scooter se comporta de manera errática o deja de responder mientras conduce, suelte la palanca de oscilación para que pueda volver a la posición neutral y apague la alimentación en la llave/interruptor. Estos procedimientos detendrán el scooter y activarán el sistema de frenos, evitando cualquier otra maniobra descontrolada.

Nota: Apagar la alimentación con la llave/interruptor puede hacer que el scooter se detenga abruptamente y solo debe usarse para detener el scooter durante una emergencia, ya que esto puede dañar la unidad de transmisión.

Continuado...

Estabilidad del producto

Los scooters y las sillas de ruedas eléctricas están diseñados para permitir al usuario flexibilidad de movimiento en áreas restringidas. Conducir a máxima velocidad e intentar giros bruscos puede crear una situación en la que el producto se vuelva inestable. Por lo tanto, es esencial que el usuario preste atención a las instrucciones establecidas en este manual.

Para lograr la máxima estabilidad, el ajuste de velocidad debe establecerse hasta el 50 % del máximo disponible (a medio camino entre la tortuga y la liebre o simplemente ingresando al sector rojo en el indicador de velocidad según el modelo).

Los principales factores que afectan la estabilidad son:

- Ajuste de velocidad máxima
- Altura del asiento
- Movimiento de usuarios
- Maniobras del usuario
- Gradientes o pendientes

Mantenga su velocidad a un nivel en el que pueda detenerse con seguridad sin tener que hacer giros erráticos.

No cargue bolsas, etc. en el respaldo del asiento ya que esto afectará el centro de gravedad y podría causar inestabilidad.

No se incline fuera de la "huella" del producto, especialmente mientras se mueve. Evite hacer giros en pendientes o pendientes.

Conducir en áreas peatonales

Como se mencionó anteriormente, cuando use el scooter en áreas peatonales, siempre reduzca su velocidad máxima a la de los peatones que lo rodean. Recuerde la distancia de parada de su scooter y deje siempre suficiente espacio para detenerse de forma segura para evitar colisiones con peatones u otros objetos.

Ubicaciones de enchufes de carga

El TRAVELING tiene dos lugares para cargar las baterías. Tiene un enchufe en la parte trasera del timón. Para la carga externa, el scooter tiene tomas de carga en la parte delantera del paquete de baterías.

Caña del timón:



Enchufe:



Términos y condiciones de la garantía

Esto es para certificar que su producto BEST AIRS Scooters está garantizado por un período de 24 meses para los componentes electrónicos, del controlador y del tren de transmisión, 12 meses para las baterías y una garantía limitada de por vida en el cuadro. Todas las garantías se activan en la fecha de compra original.

En caso de que surja un defecto o falla de funcionamiento dentro de este período, se debe notificar de inmediato al Distribuidor donde se compró originalmente el producto. La falta de registro de la falla puede invalidar la garantía.

El distribuidor donde se compró el producto es responsable de cualquier reparación cubierta por la garantía.

BEST AIRS Scooters garantiza que si ocurre una falla dentro de este período debido a la mano de obra o los materiales defectuosos, el producto será reparado (o reemplazado a discreción de la Compañía) sin cargo.

Cualquier modificación no autorizada invalidará la garantía.

Las piezas sujetas a desgaste normal, daños accidentales, negligencia o mal uso están excluidas de esta garantía. El desgaste normal incluye neumáticos, cubiertas de chasis, bombillas, cubiertas de asientos, etc.

Los componentes reemplazados fuera de este período tienen una garantía de seis meses. (Se aplican términos y condiciones estándar para este período).

Modelo:

Serial No:

Purchase Date:

Dealer Stamp

BEST AIRS Scooters
A Division of Mediplus Mobility Home Health Care LLC.
7442 NW 8 Street
Miami, Florida, FL 33126 USA
Tel: 305-748-5462
Email: info@bestairs.com
www.bestairs.com



BEST AIRS Scooters se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

